

# TALISMAN PRO XL PLUS

## Kasutusjuhend



Enne tooli kasutamist lugege hoolikalt OHUTUSJUHISEID.

# TALISMAN PRO XL PLUS

## Funktsioonide tutvustus

1. Selle tooli arukas 3D-tehnoloogia pakub järjepidevat rahustavat massaaži kaelast kuni kannakõõlusteni, kasutades traditsioonilisi idamaiseid massaažimeetodeid. Saate nautida rahustavat sõtkumist, vajutamist, koputamist ja shiatsu-stiilis massaaži, mis turgutab meeli ja lõõgastab keha.
2. Uuenduslik nõelravi punktide järgimine. See funktsioon masseerib võtmepiirkondi, kohanedes automaatselt erinevate kehatüüpidega.
3. Veelgi parema massaaži jaoks on seljatoel soe rahustav soojendus padi.
4. TALISMAN PRO XL PLUSi massaažitool on täiustatud L-rööbaste süsteemiga, mis ulatub kaelast kannakõõlusteni.
5. Kaugjuhtimispuldi ühe lihtsa puudutusega saate laskuda mugavasse kaaluta oleku asendisse, mis soodustab raskuse ühtlast jaotumist kogu seljale.
6. Ettepoole nihkuv ruumisäästlik tehnoloogia on üks suurepäraseid omadusi, mis vähendab oluliselt lamamiseks vajalikku lisaruumi. Lamamisasendisse laskudes nihkuvad seljatugi ja istmeraam toolil ettepoole.
7. Jalamasseerijal on ümarad punktid, mis masseerivad kergelt jalataldu, ning õhkpadjad, mis sõtkuvad õrnalt pigistades.
8. Sääre piirkonnas annavad õhkpadjad pulseeriva toime, mis pigistab ja vabastab õrnalt teie jalgu, värskendades neid.
9. Käte jaoks toimib samasugune õhkpadjamassaaž. Lihtsalt libistage käed vastavatesse piludesse, kui olete endale meelepärase massaaži välja valinud.
10. Mitmed õhkpadjad on läbimõeldult kogu toolile paigutatud, et pakkuda täielikku kehamassaaži.
11. Jalatuge ja jalaosasid saab mis tahes vajaliku nurga alla reguleerida. Neid saab kuni 12,6 tolli (32 cm) ulatuses pikendada ja sisse tõmmata, et kohandada tool erinevatele kehapikkustele.
12. Juhttahvlit ehk 7-tollise puutetundliku ekraaniga tahvelarvutit on lihtne kasutada, see reageerib kiiresti ja kuvab samal ajal teavet massaaži edenemise kohta.

- ✦ 1. Täname, et valisite Talismani kõrgtehnoloogilise PRO XL PLUi massaažitooli.
  - 2. Enne massaažitooli kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi.
  - 3. Hoidke seda juhendit hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.
  - 4. Pöörake tähelepanu OHUTUSJUHISTELE.
- ✦ Märkus. Jätame endale õiguse toote disaini muuta. Seda võidakse muuta ette teatamata. Selles juhendis olevad pildid on ainult viitamiseks. Palun vaadake tegelikku toodet.

## Sisukord



<b>Ettevalmistused</b>	Ohutusjuhised .....	1
	Tools välised osad .....	5
	Tools sisemised osad .....	6
	Mehaaniliste osade skeem .....	7
	Mehaaniliste osade loetelu .....	8
<b>Paigaldus</b>	Paigaldamine .....	9
<b>Massaaži kasutamine</b>	Reguleerimine enne massaaži .....	13
	Juhttahvli kasutamine .....	15
	Hääljuhtimise juhised .....	23
	Isoonide häälvastused .....	25
	Kasutusjuhised ja funktsioonide illustatsioonid .....	26
	Pärast massaaži .....	28
<b>Hooldus</b>	Puhastus ja korrashoid .....	29
<b>Muud</b>	Rikkejuhend .....	30
	Tehnilised andmed .....	31

Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.

# Ohutusjuhised

- ✦ • Palun lugege käesolev juhend hoolikalt läbi, et massaažitooli paigaldataks ja kasutataks õigesti.
- ✦ • Ohutusjuhised on olulised ja esitatud nii hoiatuste kui ettevaatusabinõudena.

Nii hoiatus- kui ka ettevaatusmärgid on olulised, palun pöörake neile kindlasti tähelepanu.

	<b>Hoiatus</b>	See märk viitab hoiatustele võimalike vigastuste või surma vältimiseks.
	<b>Ette- vaatust</b>	See märk viitab ettevaatusele võimalike vigastuste või varalise kahju vältimiseks.

## Sümbolite tähendus

	See märk viitab keelatud käitumisele.		See märk näitab, et seadme lahtivõtmine on keelatud.
	See märk näitab, et tuleb järgida juhiseid.		See märk näitab toitekaabli õiget kasutamist.

- ✦ • Alljärgnev tuleb hilisemaks kasutamiseks alles hoida.



## Hoiatus

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Need, kellel on osteoporoos.</li> <li>• Inimesed, kellel on südamehaigused, sealhulgas implanteeritud südamestimulaator või muu kehasisene elektrooniline meditsiiniseade.</li> <li>• Rasedad või tervisekahjustusega inimesed: pidage enne kasutamist nõu oma arstiga.</li> <li>• Kõrge palavikuga patsientidel on selle masina kasutamine keelatud.</li> <li>• Tajupuudega patsientidel on selle masina kasutamine keelatud.</li> <li>• Üle 80-aastased inimestel on selle masina kasutamine keelatud.</li> <li>• Lapsed ja purjus inimesed ei tohi tooli kasutada.</li> <li>• Palun ärge magage toolis.</li> <li>• Ärge kasutage tooli, kui teie keha on märg.</li> </ul>	<p>Inimesed, kellele tool ei sobi</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et seljatoe või jalatoe tõstmise/langetamise või jalatoe sisse/välja liigutamise ajal poleks tooli ümber (all, taga või ees) lapsi, lemmikloomi ega esemeid.</li> <li>• Kui teie keha tunneb end tooli kasutades ebatavaliselt, katkestage tooli kasutamine ja konsulteerige enne järgmist kasutamist oma arstiga.</li> <li>• Ärge tehke tugevat peamassaaži.</li> <li>• Ärge masseerige kõhtu ega põlvi, samuti olge kaela masseerimisel ettevaatlik.</li> <li>• Lapsed ega lemmikloomad ei tohi toolil mängida, eriti massaaži ajal. Samuti ei ole lubatud tooli selja- või käetoel seista ega istuda.</li> <li>• Need, kes ei taju kuumust või on kuumuse suhtes allergilised, peavad olema selle tooli kasutamisel ettevaatlikud või tooli üldse mitte kasutama.</li> </ul>	<p>Õnnetused / vigastused</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ühendage tooli pistik õigesse ja sobivasse pistikupessa. Lühise või tulekahju ohu vähendamiseks veenduge, et pistik oleks lõpuni pistikupessa lükatud.</li> <li>• Ühendage tool vooluvõrgust lahti, kui te seda ei kasuta. Enne tooli vooluvõrgust lahti ühendamist peatage kõik massaažifunktsioonid ja lülitage tool toitelüliti abil välja.</li> </ul>	<p>Tulekahju ja elektrilöökk</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massaažitooli ei tohi kasutada ajal, mil selle ventilatsioonivad on millegagi kinni kaetud.</li> <li>• Tooli massaažipatju ei tohi hoiulepanekuks kokku voltida.</li> <li>• Toolil ei tohi lasta pikka aega tühjalt töötada.</li> </ul>	<p>Õnnetused</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katkist ega lahtise kontaktiga toitejuhet, pistikut ega pistikupesa ei tohi kasutada.</li> <li>• Ärge kasutage elektrilist toidet, mis ei vasta nimipingele, muidu võib tulemuseks olla tulekahju, elektrilöökk või seadmerike.</li> <li>• Katkist, teiselt seadmelt võetud, sõlmes, keerdus või raske eseme alla surutud toitekaablit ei tohi kasutada.</li> </ul>	<p>Tulekahju ja elektrilöökk</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kui tool ei tööta või on katki, sellele pritsitakse vett või see kukub vette, siis laske see professionaalsel remondimehel parandada või saatke tool määratud hooldusagendi juurde. Selle iseseisev modifitseerimine, lahtivõtmine või hooldamine on keelatud.</li> <li>• Kui seadme toitejuhe või pistik on kahjustatud, siis ärge vahetage seda ise, vaid võtke asendamiseks ühendust meiega või meie määratud edasimüüjaga.</li> <li>• Elektrilöögi või kehavigastuste vältimiseks ärge avage ega võtke lahti ühtegi tooli osa.</li> <li>• Kontrollige, kas tooli tagaküljel ja muudel kohtadel võib selle nahk või riidematerjal katki olla. Kui seal on kahjustusi, isegi väikesi, siis lõpetage tooli kasutamine, eemaldage see vooluvõrgust ja laske kahjustus parandada.</li> </ul>	<p>Demonteerimine ja hooldus</p>



## Ettevaatust

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasutage tooli tasasel kohal.</li> </ul>	Et vältida ootamatut kukkumist.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asetage tool seinast 10 cm kaugusele, et jääks piisavalt ruumi tooli lamamis- ja istumisasendi vaheldamiseks.</li> </ul>	Veendumaks, et seljatugi mahub lamamisasendisse.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimaalne soovitatav tööaeg on 20 minutit. Iga asendi kohta 5 minutit, alustades kergest samm-massaažist. Pidev massaaž samas asendis võib tekitada ebamugavustunnet.</li> </ul>	Liiga pikk massaaž on teie kehale kahjulik.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enne toolile istumist kontrollige kehavigastuste vältimiseks kõiki tooli osi ja veenduge, et massaažipead on õiges asendis.</li> </ul>	Juhuslike kehavigastuste vältimiseks.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juhttahvel tuleb õigel ajal hoidikusse panna. Ärge jätke seda suvalisesse kohtadesse, muidu võib juhttahvel muljudes või kukkudes kahjustada saada.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enne pistiku pistikupessa ühendamist veenduge, et seadme toitelüliti on väljalülitatuse asendis „OFF“.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enne pistiku pistikupesast eemaldamist lülitage kõik juhtnupud välja.</li> </ul>	Õnnetuse vältimiseks toite sisselülitamisel.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et pistik saaks lõpuni pistikupessa sisestatud.</li> </ul>	Lühiste ja tuleoahu vähendamiseks.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, et toitekaabli poleks kahjustusi vett ega prahti.</li> </ul>	Elektrilöögi vältimiseks lekke või rikke korral.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Paigaldage maandusjuhe õigesti. Pistik tuleb ühendada maandusühendusega pistikupessa. Maandusühendust ei tohi painutada ega ära lõigata.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ärge vajutage kätega ega astuge jalgadega massaažipeadele.</li> <li>Ärge pange käsi töötavate massaažipeade vahele.</li> <li>Ärge pange käsi ega jalgu mehaaniliste osade vahele.</li> <li>Ärge kukutage ega pange midagi massaažitooli avadesse.</li> <li>Ärge seiske ega istuge ega hoidke midagi seljatoel, käetoel ega jalatoel.</li> <li>Ärge seiske töö ajal toolil.</li> <li>Ärge liigutage tooli töötamise ajal.</li> <li>Ärge tõmmake töötamise ajal seadme pistikut välja ega lülitage toidet välja.</li> <li>Ärge asetage käsi ega pead jalatoe vahele ega alla.</li> <li>Ärge kasutage massaažitooli, kui kannate juuksekaunistusi.</li> <li>Ärge jätke tuhara- ja puusamassaaži ajaks kõvasid asju taskusse.</li> <li>Ärge istuge ega vajutage seljatoele, kui tool on lamamisasendis.</li> <li>Ärge kasutage palja naha või õhukeste riietega. Õhukesed riided võivad anda parema massaažiefekti, kuid võivad põhjustada ka nahaärritust või külmapõletusi.</li> </ul>	Õnnetuste või vigastuste vältimiseks.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoidke tool eemal kuumusest, märgadest ja teravatest asjadest ning söövitavast, tule- ja plahvatusohtlikust keskkonnast.</li> <li>Elektrilise teki või muude küttevahendite kasutamine toolil on keelatud.</li> <li>Ärge pange tooli keskkonda, kus on tolmune või söövitav gaas.</li> <li>Ärge asetage tooli väikesesse ruumi ega kasutage seda halva õhuringlusega kohtades.</li> </ul>	Et vältida tooli pleekimist, polstri värvi muutumist või PU-plastiku kõvenemist ja kulumist.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoidke tool pliidist ja muudest kütteseadmetest eemal.</li> <li>Ärge asetage tooli otsesesse päikesevalgusse või muudesse kõrge temperatuuriga kohtadesse.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ärge kasutage tooli õues.</li> </ul>	




## Ettevaatust

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ärge kasutage ega hoidke tooli märjas keskkonnas, näiteks basseini ääres, vannitoas või köögis.</li> <li>• Hoidke tool ja kaugjuhtimispult kogu aeg kuivad.</li> </ul>	Elektrilöögi vältimiseks
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et maandusjuhe on õigesti paigaldatud (vale paigaldusviisi korral võib tekkida elektrilöök. Kui te ei tea, kuidas seda paigaldada, otsige professionaalne elektrik).</li> <li>• Ärge kasutage pistikuadapterit (kui kaasas olev pistik ei sobi pistikupesaga, ärge vahetage ise pistikut, vaid leidke sobiv elektrik, kes paigaldab sobiva pistikupesaga.)</li> </ul>	Elektrilöögi vältimiseks
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enne tooli puhastamist ühendage see vooluvõrgust lahti.</li> <li>• Pärast tooli kasutamist ühendage see vooluvõrgust lahti.</li> <li>• Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui selle toiteplokk on kahjustatud.</li> <li>• Toite lahtiühendamiseks hoidke pistikust, ärge püüdke tõmmata juhtmest.</li> </ul>	Elektrilöögi või tuleohu vältimiseks
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pärast massaaži lülitage seade toitelülitiga välja ja ühendage toide lahti.</li> </ul>	Õnnetuste vältimiseks
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kui elekter kaob, ühendage seadme toide kohe lahti.</li> </ul>	Kahjustuste või õnnetuste vältimiseks uuesti sisselülitumisel

Ettevalmistused


### Maandusjuhised

- ✦ ✘ Sellel toolil on maandussoonega toitekaabel. Pistik tuleb ühendada sobivasse pistikupesasse, mis on korralikult paigaldatud ja sobib seadme pistikuga.



### Kaitsme vahetamine

- ✦ ✘ Kui kaitse on läbi põlenud, lülitage seade toitelülitiga välja ja ühendage vooluvõrgust lahti. Avage lülituskarbis asuv kaitsmekate. Kasutage vana kaitsme asendamiseks sama suurusega kaitset ja seejärel sulgege kaitsmekate uuesti korralikult. Soovitame lasta kaitsme igaks juhuks elektrikul vahetada.



**Maandust ei tohi ühendada neisse kohtadesse**


Gaasitorud: võib tekkida plahvatus või tulekahju.  
 Telefonijuhtmed ja piksevardad: äikese ajal võib tekkida elektrilöök ja tulekahju.  
 Veetorud: maandusjuhe on plasttoruga ühendades kasutu.

## Väline ehitus






## Sisemine ehitus



## Koostejoonis



Ettevalmistused

## Mehaaniliste osade loetelu

Nr	Nimetus	Arv	Nr	Nimetus	Arv
1	Parem külgkate	1	22	Seljatoe ja istme polster	1
2	Õhupumba komplekt	2	23	Õlapadjad	1
3	Ühendusvarras	1	24	Padi	1
4	Sääre- ja jalatugi	1	25	Parema käetoe komplekt	1
5	Eesmine kate	1	26	Istmeraami pinna komplekt	1
6	Vasak külgkate	1	27	Istme tugitala	1
7	Elektromagnetklapp	1	28	Teisaldusratas	2
8	Seljatoe elektriline käitur	1	29	Toiteploki komplekt	1
9	Alumise istmeraami komplekt	1			
10	Jalatoe elektriline käitur	1			
11	Liugrööbas	2			
12	Ülemise istmeraami komplekt	1			
13	Vasaku käetoe komplekt	1			
14	Juhttahvli hoidik	1			
15	Juhttahvel	1			
16	Elektromagnetklapp	2			
17	Õlamassaaži seade	1			
18	Massaažiseade	1			
19	Tagumise katte komplekt	1			
20	Tagumise raami komplekt	1			
21	Seljatoe plastist esikate ja istmeplaadi komplekt	1			

## Paigaldamine (1)

## 1. samm. Kuidas tooli liigutada

- ① Võtke algul pappkastist välja istme seljatoe polstri karp ja seejärel haaravad veel kaks inimest vasakust ja paremast metallraamist, tõstes tooli korpuse põhikastist välja.
- ② Võtke seljatoe- ja istmepadja karbist välja padi, seljatoe polster, toitejuhe, juhtpult jne (nagu pildil näidatud).



Peapadi



Seljatoe polster



Juhttahvel



Toitejuhe



Juhttahvli hoidik

Hoidke ühe käega istme metallraamist ja teise käega seljatoest ning võtke tool kastist välja.



Massaažitooli põhikere

- ③ Eemaldage käetoe pappkarbist aeglaselt vasak ja parem käetugi. Asetage käetugi täiesti tasasele pinnale (olge ettevaatlik ja hoolikas, et vältida kriimustusi). Käetoe paigaldamisel asetage käed õrnalt käetoe ette ja taha.




Vasak käetugi



Parem käetugi

- ④ Eemaldage jalatoe pappkarbist aeglaselt jalatugi. Hoidke kapsi kogu aeg õrnalt jalatoe esi- ja tagaküljel (olge ettevaatlik ja hoolikas, et vältida kriimustusi).


Jalatoe seade



## Paigaldamine (2)

### 2. samm. Massaažitooli lähteasend

Pärast massaažitooli korpuse kastist väljavõtmist: 1) Võtke välja toitejuhe, sisestage toitejuhtme üks ots toiteploki olevasse pistikupessa, teine ots aga pistikupessa, mis tõenäoliselt asub seinal. 2) Lülitage sisse massaažitooli toiteploki kõrval olev toitelüliti, massaažitool lülitub olekusse „Toide sees2, seljatugi tõuseb üles, iste aga laskub veidi allapoole. 3). Pärast seljatoe lähteasendisse naasmist lülitage toitelüliti välja ja ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti (pärast kokkupanekut vaadake punkti 7).



### 3. samm. Kuidas kokku panna (säätetugi)

Paigaldage säätetugi tooli põhikorpusele. 1) Keerake polt sääretoe hoidikult lahti. 2) Sisestage sääretoe kolm õhutoru põhikorpuse õhukraanidesse, vastavalt pistikute värvile. Vasakult paremale: hall toru, pruun toru ja must toru. 3) Ühendage toitejuhtme pistik kindlalt ühenduspessa. 4) Tõstke säätetugi üles, asetage telg põhikorpuse riputisse, seejärel asetage selle peale/alla teljekate. 5) Keerake polt kindlalt kinni.



## Paigaldamine (3)


## 4. samm. Kuidas kokku panna vasak ja parem käetugi

① Kasutage istmepinna metallraami ja käetoe ülemise otsa 6M kruvide eemaldamiseks ristpeaga kruvikeerajat; ② Seadke kinnitusava käetoe sisepinnale, tagumise otsa juurde, fikseeritud võll seljatoe küljele; ③ Sisestage käetoe kandiline toru tooliraami külgspaneeli; ④ Liigutage käetugesid korralikult nii, et käetugede esi- ja tagakülj saaksid fikseeritud. Fikseeritud plaat tuleb joondada istmepinna metallraami kruviavadega ja kindlalt M6 kruvidega paigale kinnitada. ⑤ Avage õlaseadme õhkpadja servas olev tõmbklukk, tõstke õhkpadja käsitsi üles, joondage õhkpadja all olev kruviauk käetoel oleva kruviauguga, sisestage eelnevalt lahti keeratud kruvi kruviavasse ja keerake sinna ristpeaga kruvikeeraja abil kinni, lõpuks sulgege tõmbklukk. ⑥ Seejärel ühendage käetoel olev õhutoru kindlalt istme õhuotsikuga. Paigaldamise ajal ärge pigistage õhutoru kokku. Pärast paigaldamist kontrollige, et õhutoru ei oleks purunenud. Pingutage kruvisid kruvikeeraja ja lõpuks sulgege tõmbklukk. Paigaldamise ajal ei tohi õhutoru pigistada. Pärast paigaldamist kontrollige, et õhutoru ei oleks purunenud. Käetoe lahtivõtmine: enne käetoe lahtivõtmist avage esmalt õla õhkpadja tõmbklukk ja keerake kruvid lahti; eemaldage istet ja käetuge ühendavad õhutorud ükshaaval lahti; seejärel eemaldage istme pinnal olevad neli kruvi ja liigutage käetoe esiosa ülespoole. Tõstke käetoe kandiline toru istmeraami plaadist välja; lõpuks tõmmake käetuge jõuliselt ette, et liigutada kinnitusava seljatoe küljel olevast fikseeritud torust välja, mille järel saab käetoe eemaldada.



## 5. samm. Juhttahvel ja selle hoidiku paigaldamine

① Sisestage plaatkronsteini varras vasaku käetoe kronsteini alusesse ning jälgige ühendamisel kronsteini kuju ja istme ava kujule; ② Pärast plaatkronsteini varda sisestamist keerake M6\*16 mügarkruvid käetoe ülemise otsa siseküljel õhkpadja avasse kinni. ③ Asetage juhttahvel hoidikule; ④ Joondage riivi süvend tooli istme vasakul küljel oleva pesa kumera kohaga, ühendage pistik ühenduspessa ning keerake mutter kinni.



## Paigaldamine (4)

### 6. samm. Tõmbeluku või takjakinnise paigaldamine

Pange seljatoe pehmendav peapadi seljatoele ning ühendage need kaks osa omavahel tõmbeluku ja takjakinnisega.



Seljatoe polster



Peatugi

#### ★ Nõuanne:

Täpsuse huvides joondage toolile istudes peapolstri alumine serv teie kõrvade kõrgusega, enne kui need kaks osa (seljatugi ja peapadi) tõmbelukuga kinni tõmbate.

1 Ühendage tagumine õhukraan seljatoe õhuvoolikutega.

2 Ühendage seljatoe polster tõmbeluku abil seljatoega.

3 Kinnitage seljatoe polster tõmbelukuga kahel pool seljatoe külge.

4 Ühendage kaks temperatuurianduri signaali kokku.

5 Kinnitage seljatoe polster tõmbelukuga istme külge ja kinnitage vahepeal ka nende vahelised takjakinnised.

Tõmbeluku asend seljatoel.

Seljatoe polstri paigaldusel peab jälgima, et polstri keskkohat joonduks seljatoe keskkohaga.

Paigutage seljatoe soojenduspadi allserva, et ühendada see istme raami aluse soojendusjuhtmega.

Ühendage istme õhutorud istme aluse õhukraaniga.

Paigaldus

### 7. samm. Pärast kokkupanekut

Pärast kokkupanekut kasutage tooli järgmises järjekorras:

- 1 Ühendage kaabel toiteploki avasse a), nagu on näidatud parempoolsel joonisel.
- Ava A) (märgitud suurtähega)
- 2 Ühendage kaabelliini pistik pistikupessa.
- 3 Lülitage sisse. (Vajutage toitelüliti „O/I“ sisselülitamiseks alla asendisse „I“.)
- 4 Nautige kaugjuhtimispuldi abil massaaži.



Enne toitepistiku pesa ühendamist veenduge, et toitelüliti on välja lülitatud.

## Keskond



## Ettevaatust



Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage tooli märgades kohtades, nagu basseini läheduses ja/või vannitoas.



Ärge kasutage seda päikesevalguse käes ega ahjude või muude soojusallikate läheduses, et vältida polsterduse riknemist.



Kasutage tooli tasasel pinnal, et tool ümber ei kukuks, müra minimaalne oleks ja muid ootamatuid probleeme ei tekiks.

## ● Kontrollige enne kasutamist

Kasutage tooli tasasel pinnal, et tool ümber ei kukuks, müra minimaalne oleks ja muid ootamatuid probleeme ei tekiks.



## ● Kontrollige toitekaabli pistikut

- 1) Kasutage kindlasti kuiva lappi ja puhastage tooli tolmu eest nii sageli kui vaja.
- 2) Ärge kahjustage toitekaablit, ärge tehke seda ümber, ärge painutage, venitage, siduge sõlme ega avaldage sellele tugevat survet (eriti ärge laske sellel tooli alla jääda).



## Kontrollige keskkonda

## ● Vajalik ruum tooli kasutamiseks

- Seinast vähemalt 10 cm.




- Jalgade ees vähemalt 60 cm.

## ● Kontrollige ümbrust

Kui seljatugi laskub või jalatugi sirutub välja, tuleb jälgida järgmist:

- (1) Jälgige kõiki inimesi või asju.
- (2) Kontrollige ruumi piisavust.





## Kuidas massaažitooli liigutada



Ettevaatust

- ✦ **Õnnetuste ja kahjustuste vältimiseks ärge liigutage tooli, kui see töötab.**


### Toolsi liigutamine

- ✦ Siduge kaablid paigale ja asetage need istmesse, et vältida tooli liigutamisel juhtmete kahjustamist.
- ✦ Kui tool millegi vastu pörkub, võib see tooli sisemisi osi kahjustada.
- ✦ Ärge kasutage rattaid, kui põrand on puudist või muust kergesti kahjustatavast materjalist. Tooli tõstmiseks on vaja kaht või enam inimest.
- ✦ Veenduge, et toide on välja lülitatud ja pistik ei puudutaks põrandat (tool peab sel ajal püstasendis olema).



### Tavajuhul

- 1 Tõstke jalatugi üles, et raskusjõud langeks rattale. Seejärel lükake tool sihtkohta ja pange uuesti maha.




Toolsi liigutamiseks hoidke jalatoest, nagu joonisel näidatud, et vältida tooli naha kriimustamist.

## Reguleerimine enne massaaži

### ● Enne reguleerimist

- ✦ Enne toolile istumist pidage silmas istmeosas olevat massaažipead.

- ✦ Selle eesmärgiks on vältida massaažipeade valest asendist põhjustatud vigastusi.



### ✦ Nõelravi punktide järgimine

Kui massaažipea ei suuda nõelravi punktide järgimisel õlakõrgust tuvastada, siis valitakse õlakõrguseks vaikimisi selja keskosa.

**Õige asend:** Teie selg on tooli seljatoe vastas, pea on padja vastas.



Pärast nõelravi punktide tuvastamise lõpetamist teeb kaugjuhtimispult piiksu. Kui on vaja mikroreguleerimist, vajutage lihtsalt kaugjuhtimispuldi üles/alla klahvi.

- ✦ Jälgige, et massaažipea tuvastaks teie nõelravipunktid õigesti, muidu ei saa te head massaaži.

### ● Hea soovitus



- Kui tunnete, et massaaži intensiivsus ei ole piisavalt tugev, eemaldage padi või polster.

- Kuna tool on raske, võib see pika aja jooksul teie põranda rikkuda. Pange selle alla põranda kaitseks tekk või midagi muud pehmet.



## Juhttahvli kasutamine

Juhttahvli pealmine külg

Toitelüliti




## Juhttahvel

LCD  
puutekraan

Pärast tooli sisselülitamist lülitub juhttahvel automaatselt sisse ja kuvatakse alglaadimiskuva. Põhiliidese avanemiseks oodake veidi. Juhttahvli sisse-/väljalülitamiseks vajutage selle paremas ülanurgas olevat toitelüliti.



## Põhiliides I



Toide

Elujõud


Pehme

Võimas

Taastumine

Navigeerimis-  
ikoonid  
Libistage  
vasakule ja  
paremale, et  
põhiliidest valida.

## Juhttahvli kasutamine



Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade automaatsesse „Elujõu massaaži“ programmi siseneks. Vaikimisi tööaeg on 8 minutit.



Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade automaatsesse „Pehme massaaži“ programmi siseneks. Vaikimisi tööaeg on 20 minutit.



Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade automaatsesse „Võimsa massaaži“ programmi siseneks. Vaikimisi tööaeg on 20 minutit.



Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade automaatsesse „Taastumise“ programmi siseneks. Vaikimisi tööaeg on 20 minutit.

### Põhiliides I

Elujõud, pehme, võimas, taastamine



Massaaži kasutamine



Toitenupp. Vajutage seda valitud olekusse lülitamiseks, seejärel saate massaažitooli funktsioone kasutada.



Pausinupp muutub pärast sellele vajutamist jätkamise nupuks ja massaažitool peatab massaaži. Pärast sellele vajutamist muutub see taas pausinupuks ja massaažitool jätkab tööd. Märkus. Pärast pausimist toimivad ainult jätkamise nupp ja toitenupp.



Naasmise nupp. Vajutage seda nuppu, et avalehele naasta.



Koputamisega massaažimeetodi oleku kuva.



Sõtkumisega massaažimeetodi oleku kuva.



Patsutamisega massaažimeetodi oleku kuva.



„Shiatsu“ massaažimeetodi oleku kuva.



Soojenduse vaikeolek on sisse lülitatud, peatamiseks vajutage seda.



Allesjäänud massaažiaja kuvamise ja reguleerimise nupp, näitab praeguse massaažifunktsiooni jaoks jäänud aega. Üles- ja alla noolenuppudega saab aega lisada või vähendada.



Rulli kiiruse reguleerimine, sellel on kaks taset: kiire ja aeglane.



Õhusurve reguleerimise nupp, kokku viis sammu, õhusurve reguleerimiseks klõpsake nuppu „+“ või „-“.



Asendi reguleerimise nupp, vajutage ja avage asendi reguleerimise liides.



Keha massaažiasend (ekraanil saab näha õhumassaaži, rullmassaaži, soojenduse olekut).

## Juhttahvli kasutamine

## Asendi reguleerimise liides




Zero gravity

Kaaluta oleku ikoon, vajutage seda, et see süttiks ja seade alustaks kaaluta oleku funktsiooni, kus seljatugi laskub alla ja jalatugi tõuseb üles.



Reset

Lähtestamise nupp, vajutage seda, et see süttiks tool naaseks lähteseasendisse, kus seljatugi tõuseb üles ja jalatugi langeb alla.



## Juhttahvli kasutamine

### Põhiliides II



Toide


Valuvaigistus

Erimassaaž

Käsimassaaž

Muud

Navigeerimisikoon, libistage vasakule või paremale, et liides valida.



Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade siseneks automaatsesse valuvaigistuse režiimi. Vaikimisi tööaeg on 20 minutit.




Valuvaigistuse liides



Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade siseneks viie automaatse erimassaaži režiimi, mille vahel saate valida. (Vt lähemalt eriliidese tutvustust.)




Erimassaaži liides



Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade siseneks käsitsi programmeerimise liidesesse. (Vt lähemalt käsitsi liidese tutvustust.)



Käsitsi massaaži liides



Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade siseneks seadistuste liidesesse.



Muude funktsioonide liides

## Juhttahvli kasutamine

Põhiliides II  
Erimassaaž

Erimassaaži kuvapiirkond

Massaaži  
kasutamine

Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade siseneks taljemassaaži režiimi. Selle automaatse programmi vaiketööaeg on 20 minutit.



Relax

Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade siseneks lõõgastusrežiimi. Selle automaatse programmi vaiketööaeg on 20 minutit.



Sleep

Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade siseneks unerežiimi. Selle automaatse programmi vaiketööaeg on 20 minutit.



Blood Circulate

Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade siseneks vereringe režiimi. Selle automaatse programmi vaiketööaeg on 20 minutit.



Stretch

Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade siseneks venitusrežiimi. Selle automaatse programmi vaiketööaeg on 20 minutit.


Käsimassaaži  
kuvapiirkondRežiimi  
kuvapiirkond

Mode

Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade avaks lisamenüü, kus saab valida kuue massaažitehnika vahel: koputamine, patsutamine, sõtkumine, Shiatsu, sõtkumine-patsutamine, sõtkumine-koputamine.

## Juhttahvli kasutamine


### Põhiliides II Käsimassaaži liides



Käsimassaaži kuvapiirkond Režiimi kuvapiirkond



Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade avaks lisamenüü, kus saab valida järgmiste asendite vahel: kogu keha, kael-õlad, õlad-selg, õlad-talje, talje-tagumik, fikseeritud punkt. Vajutage fikseeritud punkti nuppu ja siis üles- ja alla-nuppu, et asendit käsitsi reguleerida.



Käsimassaaži kuvapiirkond Režiimi kuvapiirkond



Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade avaks soojenduse menüü, kus saab valida järgmiste funktsioonide vahel: seljarullik, talje, istmik, sääred. Vajutage neile, et vastav soojendus sisse või välja lülitada.



Käsimassaaži kuvapiirkond Režiimi kuvapiirkond




Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et ikoon süttiks ja seade avaks lisamenüü, kus saab valida järgmiste funktsioonide vahel: kogu keha, õlad-käivarred, talje-selg, sääred-jalad, pea, õlad-jalad, käed-istmik, talje-jalad, ülakeha, alakeha. Vajutage vastavat nuppu, ikoon süttib ja survemassaaž hakkab tööle.

## Juhttahvli kasutamine

Põhiliides II  
Käsimassaaži liides

Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, ikoon süttib ja reguleerimisnupp hüppab esile. Saate reguleerida kiirust, 3D laius, aega, 3D tugevust, õhusurvet, rulli kiirust. Vajutage sammukaupa reguleerimiseks nuppe „+“ ja „-“.

Massaaži kasutamine

Põhiliides II  
Seadistuste liides

Language

Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, ikoon süttib ja keelenupp hüppab esile. Kuvatakse inglise ja hiina keele valik.

Seadistuste kuvapiirkond

Režiimi kuvapiirkond



Touch sound

Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu ja ikoon süttib. Kuvatakse menüü, kus saate valida puuteheli sisse või välja lülitamise.

Seadistuste kuvapiirkond

Režiimi kuvapiirkond




## Juhttahvli kasutamine


### Põhiliides II Seadistuste liides



Seadistuste kuvapiirkond



Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu ja ikoon süttib. Ilmub tausta valiku menüü. Tausta valimiseks libistage seda vasakule või paremale. Taust rakendub pärast selle valimist.





Seadistuste kuvapiirkond



Vajutage sisselülitatud olekus seda nuppu, et kuvataks ettevõtte tutvustus ning hooldustelefon, veebisait jne.

### Keha skaneerimise liides



Keha skaneerimine on lõpetatud, seade siseneb olakõrguse käsitsi reguleerimise liidesesse.

## Hääljuhtimise juhised

Vajutage ooterežiimis seadme sisselülitamiseks juhttahvli toitelülitit. Hääletuvastuse süsteem lülitub ooteolekusse.



- Hääletuvastuse funktsiooni kasutades peate ütleva äratus sõna „Tere, KIRI“, enne kui süsteem hakkab tuvastama järgnevat häälkäsklust. Kui pärast häälrežiimi sisselülitamist 8 sekundi jooksul häälkäsklust ei järgne, lülitab süsteem häälrežiimi automaatselt välja. Kui massaažitool on häälkäsu ära tundnud, kostub kõlarist vastav häälvastus, mis näitab, et käsklus on edukalt tuvastatud. Õelge järgmised häälkäsklused inglise keeles, selgelt ja valjult. Kui seade teie käsku ei tuvasta, tehke kahesekundiline paus ja korra keeda valjemini.

- Häälkäskluste sisestus:

Häälkäsklus	Tagasiside
Hello, KIRI (Tere, KIRI)	Hi, I am here (Tere, olen siin) / Hi, what can I do for you? (Tere, mida ma saan sinu jaoks teha?)
Stop massage (Lõpeta massaaž)	Thank you, see you next time (Aitäh, järgmise korral)
Volume up (Heli valjemaks)	Volume up (Heli valjemaks)
	Already reached the limit (Piir on käes)
Volume down (Heli vaiksemaks)	Volume down (Heli vaiksemaks)
	Already reached the limit (Piir on käes)
Power mode (Toiterežiim)	Ok, Power mode on (Ok, toiterežiim on sees)
Change a new mode (Vali uus režiim)	The technique is running for you (Uus võtte töötab)
Recovery mode (Taastamise režiim)	Ok, Recovery mode on (Ok, taastamise režiim töötab)
Pain relief mode (Valuvaigistuse režiim)	Ok, Pain relief mode on (Ok, valuvaigistuse režiim töötab)
Stretch mode (Venitusrežiim)	Ok, Stretch mode on (Ok, venituse režiim töötab)
Vitality mode (Elujõu režiim)	Ok, Vitality mode on (Ok, elujõu režiim töötab)
Burmese massage (Birma massaaž)	Ok, Burmese massage on (Ok, birma massaaži režiim töötab)
Waist massage (Vöökoha massaaž)	Ok, Waist massage on (Ok, talje massaaži režiim töötab)
Blood circulate mode (Vereringe režiim)	Ok, Blood circulate mode on (Ok, vereringe režiim töötab)
Senior mode (Seeniori režiim)	Ok, Senior mode on (Ok, seeniori režiim töötab)
Sleepy mode (Une režiim)	Ok, Sleepy mode on (Ok, une režiim töötab)
A new technique (Vali uus tehnika)	The Technique is running for you (Ok, uus võtte töötab)
Air pressure massage (Õhusurvega massaaž)	Ok, Full body air massage on (Ok, kogu keha õhusurvega massaaž töötab)
Backrest up (Seljatugi üles)	Ok, Backrest up (Ok, seljatugi üles)

## Hääljuhtimise juhised


Häälkäskluse sisestus	Häälkäskluse tagasiside
Backrest Down (Seljatugi alla)	Ok, Backrest down (Ok, seljatugi alla)
Legrest Up (Sääretugi üles)	Ok, Legrest up (Ok, jalatugi üles)
Legrest Down (Sääretugi alla)	Ok, Legrest down (Ok, jalatugi alla)
Speed up (Kiirust juurde)	Ok, Speed up (Ok, kiirust juurde)
	Already reached the limit (Piir on käes)
Slow down (Kiirust maha)	Ok, Slow down (Ok, kiirust maha)
	Already reached the limit (Piir on käes)
3D Plus (3D juurde)	Ok, Already adjusted for you (Ok, seadistatud)
	Already reached the limit (Piir on käes)
3D Minus (3D maha)	Ok, Already adjusted for you (Ok, seadistatud)
	Already reached the limit (Piir on käes)
Strong air (Tugev õhusurve)	Ok, Strong air (Ok, tugev õhusurve)
	Already reached the limit (Piir on käes)
Weak air (Nõrk õhusurve)	Ok, Weak air (Ok, nõrk õhusurve)
	Already reached the limit (Piir on käes)
Zero gravity (Kaaluta olek)	Ok, Zero gravity on (Ok, kaaluta olek sees)
Position reset (Asendi lähtestus)	Ok, Position reset (Ok, asend lähtestatud)
Foot rollers (Jalarullid)	Ok, Foot rollers on (Ok, jalarullid sees)
Switch off foot rollers (Jalarullid välja)	Ok, Foot rollers off (Ok, jalarullid väljas)
Switch off voice function (Hääljuhtimine välja)	Ok, Voice function off (Ok, hääljuhtimine väljas)
Make it wider (Massaaž laiemaks)	Ok, Now is wider (Ok, massaaž on laiem)
	Already reached the limit (Piir on käes)
Make it narrower (Massaaž kitsamaks)	Ok, Now is narrower (Ok, massaaž on kitsam)
	Already reached the limit (Piir on käes)
Heat function (Soojendus sisse)	Ok, Heat function on (Ok, soojendus on sees)
Switch off heat function (Soojendus välja)	Ok, Heat function off (Ok, soojendus on väljas)
Pause massage (Massaaž pausile)	Ok, Massage pause (Ok, massaaž on pausil)
Continue massage (Jätka massaaži)	Ok, Massage continue (Ok, massaaž jätkub)
Function unavailable (Funktsioon pole kasutusel)	

## Hääljuhtimise juhised

## ● Icoonide häälvastused

Hello, i am happy at your service (Tere, olen sinu teenistuses)
Dear, see you next time (Järgmise korrani)
Emergency stop (Hädastopp)
Dear, see you next time (Järgmise korrani)
Turn off (Lülitun välja)
The mode is running for you (Uus režiim on töös)
The technique is running for you (Uus tehnika on töös)
Already adjusted (Juba reguleeritud)
Width adjusted (Laius reguleeritud)
Speed adjusted (Kiirus reguleeritud)
Rollers up (Rullid üles)
Rollers down (Rullid alla)
Air intensity adjusted (Õhusurve reguleeritud)
Legrest up (Sääretugi üles)
Legrest down (Sääretugi alla)
Backrest down (Seljatugi üles)
Backrest up (Seljatugi alla)
Zero gravity on (Kaaluta olek sees)
Position reset (Asend lähtestatud)
Already adjusted (Juba reguleeritud)
Massage pause (Massaaž pausil)
All heat on (Kogu soojendus sees)
All heat off (Kogu soojendus väljas)
Massage continue (Massaaž jätkub)

## Toide



### 1. samm. Seadme sisselülitamine

- ① Ühendage toitejuhtme üks ots vastavalt joonisele (A).
- ② Ühendage pistik pessa.
- ③ Lülitage massaažitool toiteploki asuva toitelülitiga sisse.


### 2. samm. Massaaž

- ① Juhtige seadet vastavalt juhttahvli kasutusjuhistele.
- ② Kui massaažitool lõpetab massaaži, naaseb see lähteasendisse. Juhttahvel lülitub põhiliidesele. Kui muid toiminguid ei tehta, lülitub juhttahvel 30 sekundi pärast automaatselt välja.



### 3. samm. Väljalülitamine

- ① Kui massaažitooli on sisse lülitatud, vajutage selle väljalülitamiseks toitenuppu. Tool naaseb automaatselt lähteasendisse.
- ② Kui rullikud on jäänud hoiuasendisse, lülitage tool seljatoe allosas asuva toitelüliti abil välja.
- ③ Eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.



Hoiatus

1. Enne kasutamist tõmmake padi, seljatoe polster jne üles, et kontrollida, ega PU-materjal pole katki. Kui leiate kahjustusi, lõpetage tooli kasutamine, eemaldage see vooluvõrgust ja laske remontida.
2. Kasutage ainult sobivat pistikupesast.



Tähelepanu

1. Enne toolile istumist veenduge, et käetoe, sääretoe, seljatoe ja tooli istme vahele ei jääks mingeid asju.
2. Enne kasutamist veenduge, et tool on lähteasendis.
3. Ärge seiske massaažitooli kasutades toolil.

## Funktsioonide illustatsioonid

## ● Säätetugi üles ja seljatugi alla

Vajutage juhttahvilil seda nuppu: seljatugi laskub ja säätetugi tõuseb. Vabastage see nupp: seljatugi ja säätetugi peatuvad ning lukustuvad sellesse asendisse.



## ● Säätetugi pikeneb ja lüheneb

Säätetuge saab pikendada või lühendada, vahemikus 32 cm.



## ● Seljatugi üles ja säätetugi alla

Vajutage juhttahvilil seda nuppu: seljatugi tõuseb ja säätetugi laskub. Vabastage see nupp: seljatugi ja säätetugi peatuvad ning lukustuvad sellesse asendisse.



## ● Käte massaaž

Asetage käed käsivarte õhkpadjade vahele enne, kui sisseehitatud õhkpadjad õhuga täituvad. Pärast õhkpadjade täitumist teeb seade käsivartele ja kätele pigistamisega massaažitehnikaid.



## ● Säätetugi alla

Vajutage juhttahvilil seda nuppu: säätetugi laskub. Vabastage see nupp: säätetugi peatub ning lukustub sellesse asendisse.



## ● Ölgade massaaž

Mitmekihilised ekstrusioon-õhkpadjad toimivad mõlemal õlal. Seade teeb ölgade venitusmassaaži, leevendades ölgade väsimust.



## ● Säätetugi üles

Vajutage juhttahvilil seda nuppu: säätetugi tõuseb. Vabastage see nupp: säätetugi peatub ning lukustub sellesse asendisse.



## ● Kaaluta olek

Vajutage kaaluta oleku nuppu „Zero“: seljatugi laskub ja säätetugi tõuseb, tool läheb automaatselt kaaluta oleku asendisse. Vajutage seda nuppu uuesti: seljatugi ja säätetugi peatuvad ning lukustuvad sellesse asendisse. Samas saab seda nurka muutes pidevalt mugava massaažiasendi säilitada.



## ● Jalgade rullmassaaž

Jalatugi teeb rullmassaaži ja õhusurve-massaaži, stimuleerides jalgade refleksitsoone ja puhastades keha meridiaane, reguleerides ja taastades elundite talitlust ning parandades tõhusalt organismi vastupanuvõimet ja immuunsust.



1. Ootamatute vigastuste või varaliste kahjude vältimiseks veenduge, et seljatoe liikumisasal ei oleks inimesi, lemmikloomi ega esemeid.
2. Seljatoe reguleerimisel arvestage seljatoe ja käetoet vahelist vahet.
3. Kui jalatugi liigub, ei tohi toolil seista ega toolilt tõusta. Samuti ei tohi takistada jalatoe liikumist, et tool ei saaks kahjustada.
4. Lähema teabe saamiseks vaadake juhttahvli juhiseid.

### Massaažitooli lähteasendisse viimine

- 1 Veenduge, et seljatoe ja jalatoe liikumisulatuses ei oleks inimesi, lemmikloomi ega esemeid.



- 2 Tooge seljatugi ja jalatugi juhttahvli abil lähteasendisse (või vajutage toitenuppu, et seljatugi ja jalatugi lähteasendisse liiguksid).




- 3 Pärast tooli lähteasendisse viimist pange juhttahvel hoidikusse.




- 4 Asetage padi õigesse asendisse.

- 5 Lülitage toide välja.



- 6 Ühendage toitepistik pistikupesast lahti. (Tähelepanu: hoidke pistikut õigel viisil.)



- 7 Vajadusel puhastage tool.



#### Tähelepanu!

- Pärast kasutamist vajutage toitelülitit (ON/OFF), et lõpetada kogu massaaž ja oodata tooli lähteasendisse naasmist.
- Ühendage kindlasti toide lahti, et vältida laste või lemmikloomade ootamatuid vigastusi.
- Pärast kasutamist lülitage toide välja ja eemaldage pistik pesast. Vältige toitejuhtme kokkupuudet niiskusega, mustusega ja selle isolatsiooni vananemist.

## Kunstnahk

## ● Üldpuhastus

Puhastage seadet ettevaatlikult puhta, pehme ja kuiva lapiga.



(Keemilised ja meditsiinilised puhastusvahendid on keelatud).



Keelatud



## ● Kui nahk määrdub

- 1 Kastke pehme lapp 3-5% neutraalsesse pesuainelahusesse, pigistage ja puhastage plekiga pind ettevaatlikult ära.
- 2 Peske lappi, pigistage see kuivemaks, kandke peale pesuvahendit ja pühkige.



- 3 Puhastage seda pehme lapiga.
- 4 Laske kuivada (õhupuhur on keelatud)

## Plastosad

- 1 Kastke lapp neutraalsesse pesuainesse, pigistage kuivemaks ja puhastage seadet.
- 2 Pühkige vette kastetud, kuid kuivemaks pigistatud lapiga.
- 3 Laske kuivada.




## Juhttahvli puhastamine

- 1 Pärast pühkige kuivemaks pigistatud pehme lapiga.
- 2 Laske kuivada.

Propellandi, vedeldi või alkoholi kasutamine on keelatud.



Keelatud



Juhttahvel

## Riidematerjal


- 1 Kastke lapp nõrka neutraalsesse pesuainesse, pigistage kuivemaks ja ja puhastage materjali pinda.

- (Vedeldi, bensiin ja alkohol on keelatud.) Harjake määrdunud osi nõrga neutraalse pesuvahendiga. (vältige liigset harjamist).

- 2 Liigne puhastamine võib riidematerjali kahjustada.
- 3 Pühkige vette kastetud, kuid kuivemaks pigistatud lapiga.
- 4 Laske kuivada.



Keelatud



## Puhastamise kohta

- Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja ärge puudutage märgade kätega pistikut.
- Pistiku pessa ühendamisel veenduge, et teie käed on kuivad.
- Kui neid juhiseid ei järgita, võib kasutaja saada elektrilöögi või põletushaavu.



## KKK ja tõrkeotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Massaažitool ei tööta ka pärast toite sisselülitamist.	Kontrollige, kas juhttahvel on sisse lülitatud.	Lülitage juhttahvel sisse.
	Massaažifunktsiooni pole valitud.	Valige massaažifunktsioon.
	Kontrollige, kas pistik ja pistikupesa on heas kontaktis.	Veenduge, et pistik ja pistikupesa on omavahel ühendatud.
	Juhte või pistik on kahjustatud.	Laske tootjal või tema määratud või volitatud hooldustehnikul seda kontrollida ja vajadusel asendada.
	Kaitse põles läbi.	Asendage see sama spetsifikatsiooniga kaitsmega.
	Mingi viga seadme sisemises vooluringis.	Laske tootja määratud või volitatud hooldustehnikul seadet kontrollida ja vajadusel remontida.
Töötamise ajal kostub massaažitooli seest piiksumist.	See on õhupumba, mootori ja mehaaniliste osade heli.	See on normaalne heli, sellele ei pea tähelepanu pöörama.
Vasaku ja parema rulli kõrgus on erinev.	Massaažirullid töötavad vaheldumisi.	See on normaalne, sellele ei pea tähelepanu pöörama.
Heli muutub töötamise ajal järsku palju valjemaks.	Kontrollige, kas see on tingitud pikast tööajast.	Lülitage toide välja ja laske massaažitoolil enne järgmist kasutuskorda vähemalt pool tundi puhata.
	Sisemised osad on pika töötamise tõttu ära kulunud. See on normaalne.	Laske tootja määratud või volitatud hooldustehnikul seadet kontrollida ja vajadusel remontida.
Massaažifunktsioon lakkab töötamise ajal ootamatult.	Ootamatu toitekatkestus.	Ühendage toide uuesti.
	Seadistatud aeg on läbi.	Taaskäivitage seade.
Seljatuge ega sääretuge ei saa horisontaalseks seada.	Kontrollige, kas pole takistusi; tool võib olla ülekoormatud; ohutuse huvides võib mõnikord massaažimasin automaatselt töötamast lakata.	Eemaldage takistused; lülitage toide välja ja laske massaažitoolil enne järgmist kasutuskorda vähemalt pool tundi puhata.
Tool ei saa lähteasendisse tagasi pöörduda.	Liigne töö; seadistatud aeg on läbi.	Laske tootjal või tema määratud või volitatud hooldustehnikul seadet kontrollida ja vajadusel remontida.
Elektrijuhte või pistik eraldab soojust.	Seade võib töötada ülekoormusega	Lülitage toide välja ja laske massaažitoolil enne järgmist kasutuskorda vähemalt pool tundi puhata.
	Muu ebanormaalne juhtum.	Lõpetage seadme kasutamine ja kutsuge tootja määratud hooldustehnik.

Muud



Märkus. Kui probleemid ei ole põhjustatud ülaltoodust, siis lülitage seade toitelüliti abil välja ja ühendage see ka toitest lahti, seejärel võtke tooli remontimiseks ühendust tootja või tema hooldusagendiga.

## Tehnilised andmed

<b>Nimetus</b>	Massaažitool TALISMAN	<b>Võimsus</b>	200 W
<b>Mudel</b>	PRO XL PLU	<b>Netokaal/ brutokaal</b>	Põhikorpus: 77,7/101,7 kg Käetugi: 15,4/21,9 kg Säätetugi ja jalatugi: 14,9/17,4 kg
<b>Sisendpinge</b>	120 V ~ 60 Hz		<b>Pakendi mõõtmed</b>
<b>Ohutus</b>	I klass		

Muud



Make your life healthy  
and beautiful every day!